


SWISS optio chariot de bouteille



Le **chariot de bouteille** assure un transport sûr et confortable de bouteilles individuelles. Les cinq roues solides garantissent pour une bonne stabilité et une excellente manoeuvrabilité.

Au rail DIN intégré, le **chariot de bouteille** peut être équipé individuellement avec des appareils.

Grâce à ses finitions soignées et à la qualité des composants utilisés, le **chariot de bouteille** est très robuste et adapté aux exigences élevées imposées pour un usage en milieu hospitalier.

L'usage est particulièrement en milieu hospitalier et aux urgences.

chariot bouteille

Caractéristiques techniques : GX10047/4

Matière	châssis aluminium, anodisé naturel, roues Ø 75 mm, roulette fixe INOX, cadre avec mise à terre électrique
Rail de fixation	rail standard DIN25 / 10 mm (longueur 200 mm)
Support pour bouteille	pour bouteilles de 5 l ou 10 l (Ø 140 mm)
Dimensions	hauteur : 970 mm, largeur : 515 mm, profondeur : 515 mm
Poids	4 kg (sans bouteille)

Sous réserve de modifications. Toutes les marques déposées sont propriété de Gloor SA.